



# КЛІЗМА при закрепах

PROFESSIONAL & CONVENIENT

**ШВИДКИЙ І ПРОСТИЙ ЗАСІБ ВІД ЗАКРЕПУ**



- Унікальна і безпечна закруглена канюля
- Безпечна для шкіри, не містить фталатів

## ІНСТРУКЦІЯ З ИКОРИСТАННЯ

Перед застосуванням слід уважно ознайомитися з інструкцією з використання.



Клізма Sanity® - це високоякісний медичний виріб, що відповідає всім вимогам і стандартам безпеки. Виріб для виконання ректальних клізм в домашніх умовах. Клізма зроблена з високоякісних матеріалів і є безпечною для здоров'я і навколишнього середовища.

#### ПЕРЕВАГИ ВИРОБУ

- Полегшує стан при закрепах
- Видаляє токсини з організму
- Очищує систему травлення
- Сприяє схудненню
- Стимулює перистальтику і мікрофлору кишківника

#### ПЕРЕВАГИ ВИРОБУ

- Клізма з канюлею № 5 – призначена для дітей віком від 6 до 12 місяців.
- Клізма з канюлею № 7 – призначена для дітей віком від 1 до 3 років.
- Клізма з канюлею № 9 – призначена для дорослих.
- Клізма з канюлею № 11 (XL) – призначена для дорослих.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Виріб допомагає регулювати систему травлення при закрепах, кишкових спазмах, хронічних болях в животі, труднощах із випорожненням, колітах.

## ОЗНАЙОМТЕСЬ ТАКОЖ З ІНШОЮ ПРОДУКЦІЄЮ SANITY®



Наш турботливий веб-сайт: [sanity.pl](http://sanity.pl)

Ваш Опікун Sanity  
у Відділі обслуговування клієнтів:

 **12 271 33 62** | Офіс працює в робочі дні з 8:00 до 16:00

#### ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Перед виконанням процедури завжди проконсультуйтеся з лікарем. До першого і з кожним наступним використанням мийте всі частини виробу окремо, а потім занурюйте в окріп на кілька хвилин.

Зверніть увагу на те, щоб частини виробу були повністю занурені у воду.

Після охолодження, наповніть клізму рідиною для промивання, підігрітою до температури тіла. Тонко змастіть канюлю вазеліном і обережно та повільно введіть її в задній прохід. Потім сильно стисніть клізму, щоб її вміст вивільнився в організм.

Перед введенням канюлі міцно стисніть сидінь, щоб рідина не витікала.



#### УВАГА!

Застосовувати за призначенням.

Не придатна для мікрохвильової пічки.

Не використовувати дезінфікуючий засіб.

В разі пошкодження якоїсь частини, знищьте або викиньте весь виріб.

Зберігайте в недоступному для дітей місці.



Інформація! Про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з виробом, необхідно повідомити виробника і відповідний орган держави-члена, в якій проживає користувач.

od 1995  
W trosce o Twoje zdrowie

з 1995 року  
з думкою про ваше здоров'я



Albert Polska Sp. z o.o.  
ul. Obwodowa 4a  
32-410 Dobczyce, Polska

Сертифікована система ISO 13485

