



Традиційна грілка TERMOFOR 2I

PROFESSIONAL & FLEXIBLE

З НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКУ



- Ідеальний подарунок для холодних днів
- Довго утримує тепло
- Легке наповнення і просте очищення



ІНСТРУКЦІЯ З ИКОРИСТАННЯ

Перед застосуванням слід уважно ознайомитися з інструкцією з використання.



Виготовлено з високоякісного натурального каучуку, з рифленими стінками.
Застосовується з профілактично-лікувальною метою для зігрівання тіла і полегшення болю.
Перед застосуванням ознайомтеся з цією інструкцією по обслуговуванню і використовуйте згідно з призначенням.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ:

1. Приготуйте теплу воду температурою приблизно 50°C. Не використовуйте окріп або воду, яка може спричинити опіки. Відкрутіть корок і повільно заповніть грілку водою на $\frac{3}{4}$ об'єму. Під час заповнення тримайте грілку за горловину у вертикальному положенні.
2. Випустіть надлишок повітря, повільно нахиливши грілку доки вода не з'явиться у випускному отворі. Для зручності грілку можна поставити на рівну поверхню.
3. Щільно закрутіть корок і перевірте герметичність, перевернувши грілку вниз. Потім надягніть чохол.



ЗБЕРІГАННЯ

Після застосування, вилийте воду і повісьте грілку отвором донизу, висушіть. Зберігати без корку, в сухому, темному і прохолодному місці. Берегти від прямого сонячного світла. Уникайте контакту з нагрівальними приладами і зберігання при високих температурах або на сонці.

ОЧИЩЕННЯ

Гумову грілку слід промивати мильною водою. Не застосовувати дезінфекційних засобів.

- УВАГА!**
Грілку можуть користуватися діти - обов'язково під наглядом дорослих. Уникайте довготривалого прямого контакту із шкірою виробу без чохла. Не навантажуйте грілку коли вона наповнена водою. Не сідайте на неї, не ставте на неї важкі предмети.
Перед використанням перевіряйте виріб на предмет зносу чи механічних пошкоджень.
У разі будь-якого пошкодження однієї із частин, викиньте або утилізуйте виріб відповідно до чинних норм.

Застосування води з температурою вищою за 70°C скорочують термін служби грілки, і в наслідок цього може призвести до його пошкодження і опіків. Не нагрівати в мікрохвильовій пічці.

Зберігайте інструкцію з використання.
Увага! Грілка Termofoг зроблена з натурального каучуку, не повинна застосовуватися для осіб які мають підтверджену чутливість, алергію на каучук. У випадку настання алергічної реакції, необхідно припинити застосування виробу.

- Інформація!** Про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з виробом, необхідно повідомити виробника і відповідний орган держави-члена, в якій проживає користувач.

ОЗНАЙОМТЕСЬ ТАКОЖ З ІНШОЮ ПРОДУКЦІЄЮ SANITY®




Наш турботливий веб-сайт: sanity.pl

Ваш Опікун Sanity
у Відділі обслуговування клієнтів:

 **12 271 33 62** | Офіс працює в робочі дні з 8:00 до 16:00

od 1995 W trosce o Twoje zdrowie
з 1995 року з думкою про ваше здоров'я


Albert Polska Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce, Polska

Сертифікована система ISO 13485

