



Inhalator INFEKCJA STOP

Model: HNK-NBL-MN



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

USER GUIDE

Read the instruction carefully before using this device.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Machen Sie sich sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät verwenden.

ІНСТРУКЦІЯ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
НА: sanity.pl

Instrukcja w języku
ukraińskim
na: sanity.pl

Dowiedz się więcej
bądź SMART



POZNAJ RÓWNIEMŻ INNE PRODUKTY SANITY®

KARDIO

W trosce o zdrowie Twojego serca



BOBAS

KIDS



SPIS TREŚCI

PRZEZNACZENIE	4
WSTĘP	5
CECHY PRODUKTU	6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA	6
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	7
KONSTRUKCJA URZĄDZENIA I WPROWADZENIE	8
Wygląd urządzenia i części	8
Podstawowe dane techniczne	8
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA	8
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA	11
Czyszczenie po każdym użyciu	11
Dezynfekcja	11
KONSERWACJA I WSKAZÓWKI	12
Wymiana filtra	12
PRZECIWWSKAZANIA I WSKAZANIA	13
Przeciwwskazania	13
Wskazania	13
Efekty uboczne	13
Grupa docelowa pacjentów	13
Zamierzony użytkownik	13
DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	15
WARUNKI GWARANCJI I WSPARCIE PO SPRZEDAŻY	15
DEKLARACJA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)	16
SYMBOLE I OPISY	21
OPISY SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA URZĄDZENIU I OPAKOWANIU	22
ZNAK ZGODNOŚCI CE	22
DANE KONTAKTOWE	22
KLAUZULA INFORMACYJNA	23
GWARANCJA	24

PL

EN

DE

PRZEZNACZENIE

Drodzy Państwo,

Dziękujemy za wybór naszego Inhalator INFEKCJA STOP Sanity®. Jest on przeznaczony do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), przewlekłe zapalenie krtani, zapalenie krtani, infekcje górnych dróg oddechowych i alergie. Dzięki silnikowi kompresora przekształca energię elektryczną w energię mechaniczną, która zapewnia wysokie ciśnienie wyjściowe powietrza, ze zmianą formy leku na aerozol, który można swobodnie wdychać.

Urządzenie jest odpowiednie dla pacjentów w różnym wieku, przy czym nie powinno być używane u pacjentów, którzy są nieprzytomni lub nie mogą samodzielnie oddychać. Niemowlęta, małe dzieci i dorośli, którzy wymagają szczególnej opieki, powinni używać go pod nadzorem.

Inhalator INFEKCJA STOP podaje lek pacjentowi cicho, szybko i bez powodowania dyskomfortu. Jest łatwy w użyciu, lekki i ergonomiczny, zaprojektowany do użytkowania domowego i profesjonalnego.



PL

EN

DE

O marce Sanity®

Sanity® jest obecna na rynku polskim już ponad 25 lat jako marka jakościowych i funkcjonalnych produktów medycznych, ułatwiających powrót do zdrowia oraz codzienną profilaktykę zdrowia i pielęgnację całej rodziny.

W portfolio marki Sanity® można znaleźć szeroki wybór urządzeń i akcesoriów medycznych, służących do wykonywania podstawowych badań diagnostycznych, zabiegów laryngologicznych i rehabilitacyjnych, a także wspomagających codzienną pielęgnację ciała, troskę o zdrowie i higienę dorosłych oraz dzieci.

Produkty marki Sanity® gwarantują wysoką jakość wykonania i praktyczne, przyjazne użytkownikowi rozwiązania. Nasze wyroby spełniają wymagania norm bezpieczeństwa, pozytywnie przeszły testy kliniczne i otrzymały odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność ze standardami Unii Europejskiej.

Nasze wartości



Miłość stanowi podstawę naszego człowieczeństwa. To ona napędza nas w życiu i powoduje, że stajemy się lepsi.



Troska jest efektem naszych uczuć oraz wrażliwości. Troska o najbliższych kieruje naszymi działaniami i zmienia nasze spojrzenie na przedmioty codziennego użytku.



Pomoc to przejaw miłości i troski. Obejmuje wszystkie, nawet drobne czynności, które wykonujemy dla drugiej osoby, dbając o nią w każdej sytuacji.

CECHY PRODUKTU

- Zapewnia wysoką gęstość aerozolu dzięki mocnemu silnikowi kompresora.
- Niskie pozostałości po leku.
- Zbiorniczek na lek z regulowaną wydajnością pary.
- Lekka, poręczna i kompaktowa konstrukcja.
- Swobodna ruchów dzięki długiej rurce powietrza.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA

Nazwa produktu	Inhalator INFEKCJA STOP	
Model	HNK-NBL-MN	
Tryb pracy	Silnik elektryczny kompresora	
Nominalne napięcie robocze	220 V AC 50 Hz	
Zużycie energii	150 VA	
	Zawór regulacyjny nebulizacji zamknięty	Zawór regulacyjny nebulizacji otwarty
Szybkość nebulizacji	Ok. 0,2 ml/min	Ok. 0,4 ml/min
Średnia wielkość cząsteczek (MMAD)	3,19 µm	3,48 µm
Zakres ciśnienia roboczego	0,6 ~ 1,1 bar (9 ~ 16 psi), (62 ~ 110 Kpa)	
Maksymalny zakres ciśnienia	2,4 ~ 3,4 bar (35 ~ 50 psi), (241 ~ 345 Kpa)	
Zakres przepływu w litrach	4 ~ 6 l/min	
Pojemność zbiorniczka na lek	Maks. 6 ml	
Środowisko pracy	Temperatura: 5 ~ 40 °C Wilgotność: <90% RH Ciśnienie atmosferyczne: 86 ~ 106 kPa	
Warunki przechowywania i transportu	Temperatura: -25°C ~ 70°C, Wilgotność: 10 ~ 95% RH, Ciśnienie atmosferyczne: 70 ~ 106 kPa	
Klasyfikacja	Wyposażenie klasy II	
Typ	Części aplikacyjne typu B	
Ochrona przed wnikaniem	IP20	
Wielkość	16 x 16 x 10 cm (szerokość / długość / wysokość)	
Hałas	Poniżej 70 dB (odległość 1 m)	
Waga	1,2 kg	

PL

EN

DE

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.



Urządzenie jest przeznaczone dla pacjentów w każdym wieku, jednak przy używaniu u niemowląt, małych dzieci i dorosłych, którzy wymagają szczególnej opieki, wymagany jest nadzór. Chronić przed dziećmi i niemowlętami. Urządzenie zawiera małe elementy, które można przypadkowo połknąć.



Urządzenia nie należy używać w otoczeniu, w którym stosowane są gazy palne, tlen i aerozole.



Urządzenie jest używane w leczeniu dróg oddechowych pod kontrolą lekarza. Nie używać go niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem. Jeżeli podczas używania urządzenia wystąpi złe samopoczucie, należy wyłączyć urządzenie i zwrócić się o pomoc lekarza.



Przestrzegać zaleceń lekarza lub specjalisty pneumologa dotyczących typu i ilości leków.



Używać tylko oryginalnych części i akcesoriów. W przypadku używania nieoryginalnych części i prób samodzielnych napraw gwarancja traci ważność.



Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie akcesoria są sprawne. Każdy użytkownik powinien używać własnego pojemnika na lek, maski i ustnika.



Po użyciu urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Nie podłączać/odłączać urządzenia mokrymi rękoma.



Nie używać urządzenia, które uległo zalaniu wodą. Nie wylewać wody ani żadnych płynów na urządzenie, a jeżeli tak się stanie, natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i osuszyć.



Ze względu na niebezpieczeństwo śmiertelnego zachłyśnięcia się, rurkę powietrza i kabel urządzenia należy trzymać z dala od dzieci.



Nigdy nie blokować otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie stawiać urządzenia w miejscu, gdzie otwory wentylacyjne mogą być zastonięte.


PL

EN

DE

KONSTRUKCJA URZĄDZENIA I WPROWADZENIE

Wygląd urządzenia i części




Podstawowe dane techniczne

Stan	Funkcja
0	Urządzenie wyłączone
1	Urządzenie włączone

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyczyścić i zdezynfekować jego akcesoria. Zapoznać się z rozdziałem 7 „Czyszczenie i dezynfekcja”.

- 1) Otworzyć opakowanie i wyjąć urządzenie oraz akcesoria.
- 2) Podłączyć rurkę powietrza do otworu wylotowego na urządzeniu, tak jak to jest prezentowane na rysunku.




PL

EN

DE

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA


- 3) Podłączyć drugi koniec rurki powietrza do dolnej części zbiorniczka na lek, tak jak to jest prezentowane na rysunku.




- 4) Odkręcić pokrywę zbiorniczka na lek (w lewo), pociągnąć do góry i wyjąć.
5) Wlać odpowiedni rodzaj i ilość leku do zbiorniczka, zgodnie z zaleceniami lekarza.

⚠ Podczas dolewania leku nie przekraczać maksymalnego poziomu.
Maks. pojemność zbiorniczka: 6 ml.

- 6) Umieścić głowicę rozpylającą pod pokrywę zbiorniczka na lek w taki sposób, aby zatrzaski układały się w sposób prezentowany na rysunku poniżej.



- 7) Zainstalować zbiorniczek na lek na jego miejscu i przekręcić pokrywę w prawo, aby ją zamknąć.
8) W zależności od wyboru metody użytkowania, podłączyć maskę lub ustnik do zbiorniczka.





PL

EN

DE

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- 9) Upewnić się, że filtr powietrza jest zamocowany na urządzeniu, a wyłącznik główny jest ustawiony w pozycji „0”.
- 10) Podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego, które zapewnia odpowiednie napięcie i częstotliwość prądu.
- 11) Uruchomić urządzenie naciskając przycisk On/Off i ustawić wyłącznik w pozycji „1”.
- 12) Upewnić się, że ze zbiorniczka na lek wydobywa się aerozol.
- 13) W zależności sposobu używania, przesunąć zawór regulacyjny nebulizacji znajdujący się w pokrywie zbiorniczka w kierunku „+” lub „-”, aby regulować ilość uwalnianego aerozolu w zależności od potrzeb. Wraz ze wzrostem ilości pary wylotowej, w kierunku „+” skraca się czas rozpylania leku i zwiększa się wielkość cząstek powstałego aerozolu. W kierunku „-” zmniejsza się ilość wytwarzanego aerozolu i wydłuża się czas do wyczerpania leku oraz zmniejsza się wielkość cząstek powstającej pary. Przesuwanie zaworu regulacyjnego nebulizacji w kierunku „+” zalecane jest podczas leczenia chorób górnych dróg oddechowych, a w kierunku „-” w leczeniu chorób dolnych dróg oddechowych.
- 14) Założyć maskę w sposób prezentowany na zdjęciu; zastonić nią usta i nos. Zapewnić możliwość normalnego oddychania.



- 15) Umieścić ustnik między wargami a zębami, tak jak to jest prezentowane na rysunku powyżej. Zapewnić możliwość normalnego oddychania.

 **Trzymać zbiorniczek z lekiem w pozycji pionowej, w przeciwnym razie nebulizacja może być nieefektywna.**

 **Zachować spokój i zrelaksować się podczas procesu nebulizacji. Oddychać normalnie.**

- 16) Kontynuować inhalację zgodnie z zalecenym przez lekarza czasem trwania lub do momentu, gdy skończy się lek w zbiorniczku.
- 17) Po zakończeniu inhalacji nacisnąć przycisk On/ Off i przetączyć go do pozycji „0”, następnie odłączyć nebulizator od sieci.


PL

EN

DE

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

 **W przypadku braku regularnego czyszczenia zbiorniczka na lek, powstaje ryzyko zakażenia.**

 **Po każdym użyciu należy czyścić zbiorniczek na lek, pokrywę zbiorniczka na lek, głowicę rozpylającą, ustnik i maski. Dezynfekcję należy przeprowadzić po ostatnim użyciu w ciągu dnia.**

Czyszczenie po każdym użyciu

Pojemnik na lek, ustnik i maskę myć w gorącej, ale nie wrzącej wodzie (poniżej 50°C).

 **Nie myć urządzenia głównego, rurki powietrza i filtra powietrza.**

- 1) Wyjąć ustnik, maskę, zbiorniczek na lek i rurkę powietrza.
- 2) Usunąć resztki ze zbiorniczka na lek.
- 3) Umyć pojemnik na lek, maskę i ustnik w gorącej wodzie.
- 4) Osuszyć umyte części czystą i miękką szmatką. Pozostawić części na czystej i suchej szmatce, aby pozbyć się wilgoci i wody.
- 5) Przetrzeć korpus urządzenia i rurkę powietrza czystą i wilgotną szmatką.
- 6) Po oczyszczeniu wszystkich części upewnić się, że wszystkie części są suche.

 **Nie należy myć części w zmywarce. Nie suszyć części w mikrofalówce.**

Dezynfekcja

Ważne jest, aby po ostatnim użyciu w ciągu dnia zdezynfekować zbiorniczek na lek, pokrywę zbiorniczka na lek, głowicę rozpylającą, ustnik i maskę.

- 1) Przestrzegać następujących etapów czyszczenia po każdym użyciu, aby utrzymać w czystości zbiorniczek na lek, głowicę rozpylającą, pokrywę zbiorniczka na lek, ustnik i maskę.
- 2) Włożyć zbiorniczek na lek, pokrywę zbiorniczka na lek, głowicę rozpylającą, ustnik i maskę do przegotowanej wody i odczekać 10 minut.
- 3) Włożyć maskę dla dzieci i maskę dla dorosłych do roztworu składającego się z ¼ octu i ¾ czystej wody i odczekać 30 minut.
- 4) Następnie wyjąć elementy z mieszaniny octu i wody i umyć je czystą wodą.
- 5) Położyć zbiorniczek na lek, pokrywę zbiorniczka na lek, ustnik i maskę na ręczniku na otwartym powietrzu, w miejscu gdzie dzieci nie mają dostępu i pozostawić je do wyschnięcia.
- 6) Upewnić się, że wszystkie części zostały wyczyszczone i wysuszone.

PL

EN


DE

KONSERWACJA I WSKAZÓWKI

W normalnych warunkach użytkowania filtr powietrza należy wymieniać co 60 dni. Silnie zapchane i zanieczyszczone filtry powietrza mogą mieć negatywny wpływ na nebulizację.

Wymiana filtra

- 1) Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę.
- 2) Zdjąć pokrywę filtra pociągając za nią, jak to jest prezentowane na rysunku. Po zdjęciu pokrywy, jeżeli filtr utknął w urządzeniu, użyć pęsety do jego wyjęcia.



- 3) Zamontować nowy filtr w obudowie.
- 4) Włożyć obudowę, w której zainstalowany jest filtr, na swoje miejsce.

⚠ Nie używać ponownie używanego już filtra po jego wyczyszczeniu.

⚠ Należy używać tylko filtrów dostarczanych przez producenta, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.

⚠ Nigdy nie używać urządzenia bez filtra.

- Ze względu na częste używanie i procesy dezynfekcji nebulizatora i akcesoriów części plastikowe narażone są na zużycie. Może to zmienić specyfikę aerozolu, który wydobywa się ze zbiorniczka na lek i negatywnie wpływać na inhalację. Dlatego zaleca się wymianę zbiorniczka na lek, masek, rurki powietrza i ustnika po upływie 1 roku.
- Urządzenie, zbiorniczek na lek i akcesoria należy chronić przed silnymi wstrząsami. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenia i urządzenie stanie się bezużyteczne.
- Przed każdym użyciem należy wyczyścić urządzenie i jego części.
- Nie należy demontować, naprawiać lub dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wyciek.
- Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jest uszkodzone lub zostało zalane wodą.

⚠ Jeżeli podczas używania urządzenia wystąpią jakiegokolwiek problemy, należy najpierw sprawdzić zalecenia instrukcji. Jeżeli problem nadal występuje, zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

PRZECIWWSKAZANIA I WSKAZANIA

Przeciwwskazania

- Sytuacje, w których takie leczenie nie jest właściwe.
- Nie używać produktu u pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do samodzielnego oddychania.
- Nie używać urządzenia razem z obwodami oddechowymi anestetyków lub respiratorów.

Wskazania

- Poniżej wymieniono sytuacje, w których takie leczenie jest wskazane.
- Urządzenia używa się w leczeniu chorób dróg oddechowych, takich jak astma, POChP, przewlekłe zapalenie krtani, zapalenie krtani, infekcje górnych dróg oddechowych, alergię, poprzez przekształcenie płynnych leków w mgiełkę aerozolu wdychaną do płuc.

Efekty uboczne

- Samo urządzenie nie wiąże się ze skutkami ubocznymi. Skutki uboczne leków używanych z urządzeniem są konkretnie opisane w instrukcji obsługi używanych produktów.

Grupa docelowa pacjentów

- Produkt może być używany u dorosłych, dzieci i niemowląt.

Zamierzony użytkownik

- Urządzenie może być używane przez pacjenta, opiekuna lub wykwalifikowanych pracowników medycznych do leczenia domowego, zgodnie z zaleceniami uprawnionego pracownika medycznego, takiego jak lekarz, pielęgniarka lub terapeuta.
- Użytkownik powinien również rozumieć generalnie zasady obsługi urządzenia oraz instrukcje obsługi urządzenia.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

- Urządzenie jest produkowane zgodnie z normą EN ISO 27427:2019 - Sprzęt do anestezjologiczny i oddechowy - Układy nebulizujące i ich elementy.
- Dane dotyczące układu nebulizacji znajdują się w tabeli obok.

	Zawór regulacji nebulizacji zamknięty	Zawór regulacji nebulizacji otwarty
MMAD (wielkość cząsteczek)	3,19 μm	3,48 μm
Szybkość nebulizacji	0,2 ml/min	0,4 ml/min
GSD (Geometryczne odchylenie standardowe)	2,32	2,20
Wielkość cząsteczek poniżej 5 μm	Powyżej %70	Powyżej %68


PL

EN

DE

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

- W osi poziomej znajduje się wartość wielkości cząsteczek, wartość jest rozkładem logarytmicznym. Lewa oś pionowa to skumulowany procent objętości, odpowiadający tendencji wzrostowej krzywej.



- Mała wielkość cząsteczek (MMAD) dla 50% całkowitej masy cząsteczek wskazuje na to, że cząsteczki w aerozolu z wylotu nebulizatora mogą docierać do dolnych dróg oddechowych.
- W nebulizatorze cząsteczki w zakresie 5 µm stanowią około 70% produkcji aerozolu i więcej.
- Geometryczne odchylenie standardowe (GSD) wyznacza aerodynamiczny rozkład wielkości cząsteczek i wynosi 2,32 i 2,20 dla tego nebulizatora.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Urządzenie może być przechowywane wraz z opakowaniem w dobrze wietrzonym pomieszczeniu o wilgotności nie większej niż 10% ~ 95% i temperaturze pomiędzy -25 ~ 70 °C.
- W opisanych powyżej warunkach przechowywania urządzenie może być przechowywane przez 10 lat.
- Podczas przenoszenia należy chronić opakowanie przed zamoczeniem, uderzeniami i zgnieciem.



Chronić urządzenie przed dostępem dzieci.



Urządzenie należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i gazów korozyjnych.

PL

EN

DE

Zawartość opakowania: Inhalator kompresorowy INFEKCJA STOP Sanity®, Instrukcja obsługi

Akcesoria: Zbiorniczek na lek (1 szt.), Maska dla dorosłych (1 szt.), Maska dla dzieci (1 szt.), Ustnik (1 szt.), Rurka powietrza (1 szt.), Zapasowy filtr powietrza (5 szt.)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązania
Przycisk On/Off urządzenia jest w położeniu 1, ale urządzenie nie działa	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdzić, czy kabel zasilający jest podłączony do sieci.• Sprawdzić, czy korpus urządzenia nie jest przegrzany. Jeżeli zostanie zbyt mocno przegrzany, należy odłączyć go od zasilania i poczekać na schłodzenie.
Niski poziom aerozolu lub brak aerozolu.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdzić, czy zbiorniczek na lek jest napełniony prawidłowym lekiem rozpuszczalnym w wodzie.• Sprawdzić, czy zbiorniczek na lek jest napełniony odpowiednią ilością leku.• Sprawdzić, czy połączenie pomiędzy zbiorniczkiem na lek urządzenia a rurką jest prawidłowe.• Sprawdzić, czy zbiorniczek na lek ma właściwe połączenie z urządzeniem.• Sprawdzić, czy rurka powietrza nie jest zablokowana.• Przeptyw leku może być blokowany. Wyczyścić zgodnie z opisem w rozdziale 7 „Czyszczenie i dezynfekcja”.• Sprawdzić, czy zbiorniczek na lek jest ustawiony w pozycji pionowej.• Sprawdzić, czy rurka powietrza nie jest zagięta.• Urządzenie może mieć zapchany filtr powietrza - sprawdzić.
Urządzenie nadmiernie się przegrzewa.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdzić, czy kanały powietrza w urządzeniu nie są zanieczyszczone lub zablokowane. Nie przykrywać urządzenia żadnymi tkaninami.• Przy długim wdychu zrobić przerwę na pewien czas, a następnie kontynuować inhalację.



Jeżeli powyższe zalecenia nie rozwiążą problemu, nie podejmować prób samodzielnej naprawy i zwrócić się o pomoc do autoryzowanego serwisu.

WARUNKI GWARANCJI I WSPARCIE PO SPRZEDAŻY

Okres gwarancji na urządzenie wynosi 2 lata od daty zakupu.

Jeżeli użytkownik będzie przestrzegał instrukcji obsługi oraz przestrzegał zasad prawidłowego użytkowania (napełniania i opróżniania zbiorniczka), okres trwałości wynosi 10 lat.

Ostrzeżenie: Gwarancja traci ważność, jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone, poddane samodzielnym naprawom lub otwarte przez użytkownika.

Uwaga: Pamiętać o pobraniu dokumentu gwarancji zachowaniu go wraz z dowodem sprzedaży.

PL

EN

DE

DEKLARACJA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej (RF). Jeżeli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Urządzenie zostało objęte badaniami wyrobów medycznych zgodnie z normą EN-60601-1-2:2015 i zostało uznane za zgodne z dopuszczalnymi limitami. Podane wartości graniczne wskazują, że urządzenie zapewnia akceptowalny poziom ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMC), jeżeli jest używane zgodnie z instrukcją obsługi.

Na urządzenie mogą oddziaływać przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne na częstotliwości radiowej (RF). Urządzenie nie może być przechowywane razem z innymi urządzeniami.

Więcej informacji na temat tego urządzenia i kompatybilności elektromagnetycznej można znaleźć w poniższych tabelach.

Deklaracja kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w wersji papierowej jest udostępniana na życzenie nieodpłatnie w ciągu 7 dni.

Wytyczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne		
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku.		
Test emisji	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Emisje częstotliwości fal radiowych wg CISPR 11	Grupa 1	Urządzenie wykorzystuje energię częstotliwości fal radiowych (RF) tylko do realizacji wewnętrznych funkcji. Emisje fal RF są zatem bardzo niskie i nie przewiduje się powodowania zakłóceń pracy innych urządzeń elektronicznych w pobliżu.
Emisje częstotliwości fal radiowych wg CISPR 11	Klasa B	Urządzenie może być używane we wszystkich budynkach, łącznie z mieszkalnymi oraz budynkami, które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.
Emisje harmoniczných w zastosowaniach domowych IEC 61000-3-2	Klasa A	
Wahania napięcia/emisje migotania IEC 61000-3-3	Spełnia wymogi	

PL

EN

DE

DEKLARACJA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

Wytyczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne			
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku.			
Test odporności	Poziom testu IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV styk ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV powietrze	± 8 kV styk ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV powietrze	Posadzki powinny być wykonane z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%.
Szybkie elektryczne stany przejściowe/serie impulsów IEC 61000-4-4	Linie zasilania: ± 2 kV Linie wejściowe/ wyjściowe: ± 1 kV Częstotliwość powtarzania impulsów 100 kHz	Linie zasilania: ± 2 kV Linie wejściowe/ wyjściowe: ± 1 kV Częstotliwość powtarzania impulsów 100 kHz	Jakość zasilania sieciowego typowa dla zastosowania przemysłowego lub szpitalnego.
Przebiecia typu linia do linii IEC 61000-4-5	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV	Jakość zasilania sieciowego typowa dla zastosowania przemysłowego lub szpitalnego.
Przebiecia typu linia do ziemi IEC 61000-4-5	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV	
Zapady napięcia IEC 61000-4-11	0 % U_T ; 0,5 cyklu przy 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° i 315°	0 % U_T ; 0,5 cyklu przy 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° i 315°	Jakość zasilania sieciowego typowa dla zastosowania przemysłowego lub szpitalnego.
	0% U_T ; 1 cykl i 70% U_T ; 25/30 cykli przy kącie faz. 0°	0% U_T ; 1 cykl i 70% U_T ; 25/30 cykli przy kącie faz. 0°	
Przerwy w zasilaniu napięcia IEC 61000-4-11	0% U_T ; 250/300 cykli	0% U_T ; 250/300 cykli	
Pole magnetyczne zasilania o częstotliwości zasilania (50/60Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz	Poziom pól magnetycznych źródeł zasilania powinien mieścić się w granicach obowiązujących dla typowych instalacji komercyjnych lub szpitalnych.
Uwaga: U_T oznacza napięcie sieci zasilania prądem zmiennym przed zastosowaniem poziomu testowego.			

PL

EN

DE

DEKLARACJA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

Wytyczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne			
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku.			
Test odporności	Poziom testu IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Przewodzony sygnał o częstotliwości radiowej (RF) IEC 61000-4-6	150 kHz do 80 MHz: 3 Vrms poza pasmem i 6 Vrms w paśmie ISM i amatorskich pasmach radiowych 80% Am przy 1 kHz	150 kHz do 80 MHz: 3 Vrms poza pasmem i 6 Vrms w paśmie ISM i amatorskich pasmach radiowych 80% Am przy 1 kHz	Przenośne i ruchome urządzenia łączności radiowej powinny być używane w odległości od jakichkolwiek elementów urządzenia łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niż odległość zalecana, obliczona z równania częstotliwości nadajnika. Zalecany odstęp pomiędzy urządzeniami: $d = 0.35 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P}$ 80 MHz do 800MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$ 800 MHz do 2,7 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta nadajnika, a d jest zalecaną odległością między urządzeniami w metrach (m).
Wypromieniowany sygnał o częstotliwości radiowej (RF) IEC 61000-4-3	10 V/m 80% Am przy 1 kHz	10 V/m 80% Am przy 1 kHz	Wartości natężenia pola stacjonarnych nadajników radiowych, ustalone drogą pomiarów elektromagnetycznych w danej lokalizacji, powinny być mniejsze niż poziom zgodności w każdym zakresie częstotliwości. W pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem mogą wystąpić zakłócenia 
<p>Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.</p> <p>Uwaga 2: Wskazówki te nie muszą mieć zastosowania do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.</p>			
<p>a. Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników statycznych, takich jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM, FM i telewizyjnych, nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych w terenie. Jeśli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy urządzenia przewyższa dopuszczalny poziom zgodności dot. częstotliwości radiowej, należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że urządzenie działa poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie urządzenia w inną stronę lub przestawienie w inne miejsce.</p> <p>b. Dla zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m.</p> <p>c. Kalibracja dla zacisków wejść prądu powinna być wykonana w układzie 150 Ω.</p> <p>d. Jeżeli podczas zwiększania częstotliwości kolejne stopnie pokrywają się z pasmem ISM lub pasmem radiostacji amatorskich, należy zastosować dodatkową częstotliwość testową w paśmie ISM lub paśmie radiostacji amatorskich. Dotyczy to każdego pasma ISM i pasma radiostacji amatorskich w określonym zakresie częstotliwości.</p> <p>e. Dotyczy URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH i SYSTEMÓW MEDYCZNYCH o znamionowym prądzie wejściowym mniejszym lub równym 16 A / fazę oraz URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH i SYSTEMÓW MEDYCZNYCH o znamionowym prądzie wejściowym większym niż 16 A / fazę.</p>			

PL

EN

DE

DEKLARACJA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

Zalecane odległości między przenośnym i mobilnym sprzętem łączności radiowej a urządzeniem

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia promieniowania RF są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik urządzenia może starać się unikać zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i mobilnych urządzeń łączności radiowej (nadajników) od urządzenia, jak zalecono poniżej, zależnie od maksymalnej mocy znamionowej tych nadajników.

Maksymalna moc znamionowa nadajnika (W)	Odległości w zależności od częstotliwości nadajnika (m)			
	150 kHz to 80 MHz (poza pasmami ISM i amatorskimi) $d=1.2\sqrt{P}$	150 kHz do 80 MHz (poza pasmami ISM i amatorskimi) $d=0.6\sqrt{P}$	80 MHz do 800 MHz $d=1.2\sqrt{P}$	800 MHz do 2,7 GHz $d=2.3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,06	0,12	0,23
0,1	0,38	0,19	0,38	0,73
1	1,2	0,6	1,2	2,3
10	3,8	1,9	3,8	7,3
100	12	6	12	23

Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nieuwzględnionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można obliczyć ze wzoru na częstotliwość nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.

Uwaga 2: Zakresy ISM (dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych) od 0,15 MHz do 80 MHz to: 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz; oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz. Amatorskie pasma radiowe od 0,15 MHz do 80 MHz to 1,8 MHz do 2,0 MHz, 3,5 MHz do 4,0 MHz, 5,3 MHz do 5,4 MHz, 7 MHz do 7,3 MHz, 10,1 MHz do 10,15 MHz, 14 MHz do 14,2 MHz, 18,07 MHz do 18,17 MHz, 21,0 MHz do 21,4 MHz, 24,89 MHz do 24,99 MHz, 28,0 MHz do 29,7 MHz i 50,0 MHz do 54,0 MHz.

Uwaga 3: Wskazówki te nie muszą mieć zastosowania do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.

PL

EN

DE

DEKLARACJA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

Wytuczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku.

	Częstotliwość testowa (MHz)	Pasmo a) (MHz)	Przesyłanie a)	Modulacja b)	Modulacja b) (W)	Odległość (m)	Poziom testu odporności (V/m)
Wypromieniowana częstotliwość radiowa RF wg IEC61000-4-3 (Specyfikacje testu odporności portu obudowy na oddziaływanie bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych wykorzystujących częstotliwości radiowe)	385	380-390	TETRA 400	Modulacja impulsowa b) 18 Hz	1,8	0,3	27
	450	380-390	GMRS 460, FRS 460	FM c) \pm 5 kHz odchylenie 1 kHz, fala sinusoidalna	2	0,3	28
	710	704-787	Pasmo LTE 13,17	Modulacja impulsowa b) 217 Hz	0,2	0,3	9
	745						
	780						
	810	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, LTE Pasmo 5	Modulacja impulsowa b) 18 Hz	2	0,3	28
	870						
	930						
	1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Pasmo 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulacja impulsowa b) 217 Hz	2	0,3	28
	1845						
	1970						
	2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Pasmo 7	Modulacja impulsowa b) 217 Hz	2	0,3	28
	5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Modulacja impulsowa b) 217 Hz	0,2	0,3	9
	5240						
5785							

PL

EN

DE











DEKLARACJA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

Uwaga: Jeżeli konieczne jest osiągnięcie POZIOMU TESTU ODPORNOŚCI, odległość między anteną nadawczą a URZĄDZENIEM LUB SYSTEMEM MEDYCZNYM może być zmniejszona do 1 m. Odległość testowa 1 m jest dopuszczona przez IEC 61000-4-3.

- a. W przypadku niektórych funkcji przesytu uwzględniane są tylko częstotliwości łącza nadawczego.
- b. Nośnik musi być modulowany przy użyciu 50% sygnału fali prostokątnej w cyklu roboczym.
- c. Zamiast modulacji FM można zastosować modulację impulsu 50% przy częstotliwości 18 Hz. Nie jest to faktyczna modulacja, ale odpowiada najgorszemu przypadkowi.

PRODUCENT powinien rozważyć zmniejszenie minimalnej odległości separacji, w oparciu o ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, i używać wyższych POZIOMÓW TESTÓW ODPORNOŚCI, które są odpowiednie dla zmniejszonej minimalnej odległości separacji. Minimalne odległości separacji dla wyższych POZIOMÓW TESTU ODPORNOŚCI oblicza się używając następującego równania: $E=6/d\sqrt{P}$
Gdzie P jest maksymalną mocą w watach, d jest minimalną odległością od siebie w metrach, a E jest poziomem testu odporności w V/m.

SYMBOLE I OPISY






 1984		Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych (93/42/EWG)	
	Producent		Data produkcji
	Klasa II urządzeń według IEC 60601-1		Urządzenie typu B według IEC 60601-1
	Zapoznać się z instrukcją obsługi		Numer partii
	Numer modelu		Numer seryjny
IP22	Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy równej lub większej niż 12,5 mm		Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE): Nie usuwać produktu wraz z odpadami komunalnymi.

PL

EN

DE

OPISY SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA URZĄDZENIU I OPAKOWANIU

	Ostrzeżenie/ Przestroga/ Uwaga		Chronić przed światłem słonecznym
	Chronić przed deszczem		Delikatne! Obchodzić się ostrożnie
	Zakres temperatury otoczenia podczas pracy: 5°C-40°C		Zakres wilgotności roboczej: <90%
	Temperatura przechowywania i transportu: -25°C-70°C		Wilgotność podczas przechowywania i transportu: 10% ~ 95%
	Ciśnienie powietrza podczas przechowywania i transportu: 70 ~ 106 kPa		Kod kreskowy

ZNAK ZGODNOŚCI CE

Jednostka notyfikowana: KIWA Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. (1984)

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą o wyrobach medycznych (93/42/EWG) i spełnia obowiązujące wymagania w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jeżeli do znaku dołączony jest numer, zgodność jest weryfikowana przez wskazaną jednostkę notyfikowaną.




DANE KONTAKTOWE

 Hünkar Ecza ve Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçeşme Mahallesi 2019 sk.
No:5 Merkezefendi / Denizli /TURCJA
Tel.: +90 258 371 46 56
www.hunkarmedikal.co

Importer:
Albert Polska Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, Polska
e-mail: info@sanity.pl
Infolinia: +48 12 271 33 62

Nasza troskliwa strona:
sanity.pl

Twój Opiekun Sanity w Biurze Obsługi Klienta:

 **12 271 33 62** | Biuro czynne w dni robocze od 8:00 do 16:00

PL

EN

DE

KLAUZULA INFORMACYJNA

[Klauzula informacyjna dla osób korzystających z gwarancji producenta]

[Administrator Danych Osobowych]

Administratorem Twoich danych osobowych jest ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320 (dalej jako: „ADO”).

[Cel przetwarzania]

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez ADO zobowiązań ciążących na nim w związku z udzieloną Ci gwarancją na zakupiony produkt. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez ADO obowiązków, wynikających z przepisów prawa podatkowego i zasad rachunkowości. Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez ADO, tj.: 1) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności ADO, w tym realizacji bieżących procesów biznesowych i administracyjnych, związanych z przedmiotem działalności ADO; 2) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących ADO w związku z udzieloną Ci gwarancją producencką.

[Podstawa prawna]

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Twoich uprawnień gwarancyjnych.

[Odbiorcy]

Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług, niezbędnych do realizacji ww celów, oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

[Okres przechowywania]

Twoje dane będą przechowywane po wygaśnięciu gwarancji przez okres niezbędny do wypełnienia przez ADO wszelkich obowiązków, wynikających z przepisów prawa oraz do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych oraz zobowiązań podatkowych, wynikających z udzielonej Ci gwarancji na zakupiony produkt.

[Prawa]

W zależności od konkretnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, jak wskazano powyżej, przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PL

EN

DE



Inhalator INFEKCJA STOP

Model: HNK-NBL-MN



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
DO 3 LAT* NA SANITY.PL

GWARANCJA

* Przedłuż gwarancję z 2 do 3 lat na jednostkę główną, rejestrując produkt na naszej stronie internetowej sanity.pl w ciągu 1 miesiąca od daty zakupu.

INFOLINIA: 12 271 33 62

W polu „kod produktu” wpisz: „SanitySILENTMESH”.

Gwarancja obowiązuje na produkt, który został zakupiony na terenie Polski.

Odbiór urządzeń w ramach gwarancji door to door obowiązuje z terytorium Polski.

DANE NABYWCY

Data zakupu _____

Imię i nazwisko _____

Adres korespondencyjny _____

Telefon _____ e-mail _____

Opis awarii, uszkodzenia _____

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie gwarancyjnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2002 r., Nr101,poz.926, ze zmianami).

PL

Pieczęć sprzedawcy

Podpis Klienta

EN

DE

Dane osobowe Klienta zawarte w niniejszej karcie gwarancyjnej będą wykorzystywane i przetwarzane przez Albert Polska Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Albert Polska Sp. z o.o. związanych z przysługującymi lub mogącymi przysługiwać Klientowi roszczeniami reklamacyjnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmianami).

GWARANCJA



KROK 1

masz wątpliwości
odnośnie
działania produktu

KROK 2



zadzwoń na naszą infolinię
12 271 33 62

KROK 3



Twój troskliwy opiekun
w BOK znajdzie
rozwiązanie problemu



KROK 4

cieszysz się ze swojego
prawidłowo działającego
urządzenia



KROK 1

masz wątpliwości
odnośnie
działania produktu

KROK 2



zadzwoń na naszą infolinię
12 271 33 62



KROK 3

Twój troskliwy opiekun w BOK
przyjmuje zgłoszenie, tłumaczy
Ci całą procedurę i ustala termin
odebrania produktu przez kuriera.



KROK 7

cieszysz się ze swojego
prawidłowo działającego
urządzenia

KROK 4



Firma kurierska przyjeżdża
na podany przez Ciebie adres
i odbiera zapakowany produkt.

KROK 6



kurier dostarcza
do Ciebie paczkę
z produktem



KROK 5

Analizujemy zgłoszenie
i znajdujemy rozwiązanie



W trosce o zdrowie Twojej rodziny

Odwiedzając naszą stronę internetową dowiesz się więcej o produktach marki Sanity i ich przeznaczeniu.
Zapraszamy do zakupów i skorzystania z dostępnych rabatów i promocji.

Importer:

Albert Polska Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce,
Polska

Nasza troskliwa strona:

sanity.pl

Twój Opiekun Sanity
w Biurze Obsługi Klienta:



12 271 33 62

**Biuro czynne w dni robocze
od 8:00 do 16:00**



Polska Marka



Hünkar Ecza ve Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçeşme Mahallesi 2019 sk. No:5
Merkezefendi/ Denizli, Turcja

